



CHILL CORE REUSABLE GEL FREEZER STICK

For use with
any Primula®
MyBev™ Pitcher

chill
BEVERAGES FAST

BEFORE FIRST USE

Hand wash before freezing
or refreezing.

USE

- Freeze chill core for at least 3 hours before use. Chill Core may be stored in the freezer
- Remove lid from your favorite MyBev Pitcher and insert Chill Core into center of pitcher
- Secure by turning to the right
- Replace lid



Your Chill Core will keep liquids cold without diluting your delicious beverages.

If your beverage was not pre-chilled, allow chill core to sit in pitcher about half an hour before serving. Chill Core can also be used in coolers to keep food and beverages cool. Cap can be removed for use in cooler, replace cap when inserting and securing into your MyBev Pitcher.

Be careful not to overfill the pitcher when inserting Chill Core.

Reusable—just re-freeze and it's ready to go. You may store Chill Core in the freezer so it's always ready to use.



COEUR FROID BÂTON DE CONGÉLATEUR AVEC GEL RÉUTILISABLE

Pour utilisation
avec tout pichet
Primula® MyBev™

chill
RAPIDEMENT LES BOISSONS

AVANT LA PREMIÈRE

Lavage à la main avant de congeler
ou recongeler.

UTILISATION

- Geler le cœur froid pendant au moins 3 heures avant l'utilisation
- Retirer le couvercle de votre pichet MyBev préféré et insérer le cœur froid au centre du pichet
- Fixer en tournant vers la droite
- Remplacer le couvercle



Votre cœur froid garde les liquides au froid sans diluer vos délicieuses boissons.

Si votre boisson n'est pas pré-refrigérée, laissez reposer le cœur froid dans le pichet environ moitié heure avant de servir. Le cœur froid peut également être utilisé dans des glacières pour garder les aliments et les boissons au frais. Le bouchon peut être retiré pour une utilisation dans la glacière; replacer le bouchon en insérant et en sécurisant dans votre pichet MyBev.

Veiller à ne pas trop remplir le pichet lors de l'insertion du Cœur.

Réutilisable—simplement recongeler et allez-y. Vous pouvez stocker le cœur froid au congélateur pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.



NÚCLEO FRÍO DE GEL REUTILIZABLE EN EL CONGELADOR

Para usarse con
cualquier jarra
Primula® MyBev™

chill
BEBIDAS RAPIDAS

ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

Lávelo a mano antes de congelarlo.

USO

- Congele el núcleo helado durante por lo menos tres horas antes de usarlo
- Quite la tapa de su jarra MyBev favorita e inserte el núcleo helado en el centro de la jarra
- Fíjelo girándolo a la derecha
- Vuelva a poner la tapa



El núcleo helado mantiene fríos los líquidos sin diluir sus deliciosas bebidas.

Si la bebida no estaba pre-enfriada, deje que el núcleo helado se asiente en la jarra una media hora antes de servirla.

El núcleo helado también puede usarse en heladeras para mantener fríos los alimentos y las bebidas. Puede quitarse la tapa para usarlo en la heladera; vuelva a poner la tapa al insertarlo y fijarlo en la jarra MyBev.

Tenga cuidado de no llenar en exceso la jarra al insertar el núcleo.

Reutilizable—Simplemente vuelva a meterlo al refrigerador y estará listo para usarse. Puede guardar el núcleo helado en el refrigerador para que siempre esté listo.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Non-toxic gel, permanently sealed tube
- Do not microwave
- Made from food safe plastics
- Odor & crack resistant
- **Not a toy—keep away from small children and pets**
- Do not place in boiling water
- Do not use if punctured
- BPA Free

CLEANING INSTRUCTIONS

Hand wash only.

TURN & LIFT TO INTERCHANGE ALL CORES

MyBev is a patent pending system of interchangeable cores. All MyBev products will accept interchangeable cores from any other MyBev product. Unique to the MyBev system, all products allow the cores to be inserted without removing the top. Look for the MyBev logo and make MyBev your beverage system.

 Like us on Facebook at www.facebook.com/PrimulaProducts and post your extraordinary moments.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Made in China

MyBev
Interchangeable Cores™

VISIT PRIMULAPRODUCTS.COM



Look for our additional accessory Tea Infuser, Cold Brew Core and Flavor Infuser.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gel non toxique, tube scellé en permanence
- Ne pas mettre au micro-ondes
- Fabriqué à partir de plastiques sécuritaires pour les aliments
- Résistant aux odeurs et aux fissures
- **Pas un jouet—tenir hors portée des jeunes enfants et des animaux**
- Ne pas placer dans l'eau bouillante
- Ne pas utiliser en cas de perforation
- Sans BPA

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavage à la main seulement.

TOURNER ET SOULEVER POUR INTERCHANGER TOUD LES COEURS

MyBev est un système de coeurs interchangeables en instance de brevet. Tous les produits MyBev accepteront des coeurs interchangeables de tout autre produit MyBev. Seul les produits du système MyBev permettent aux coeurs d'être insérés par le haut. Rechercher le logo MyBev et adopter le système de boissons MyBev.

 Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/PrimulaProducts et postez vos moments extraordinaires.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Fabriqué en Chine

MyBev
Interchangeable Cores™

VISITER PRIMULAPRODUCTS.COM



Rechercher nos accessoires Infuseur de thé, Coeur d'infusion à Froidmtd, et Infuseur de saveur supplémentaires.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Gel no tóxico, tubo con sellado permanente
- No lo meta al microondas
- Fabricada de plástico seguro para alimentos
- Resistente a olores y grietas
- **No es un juguete—manténgala alejada de niños pequeños y mascotas**
- No la coloque en agua hirviendo
- No la use si está perforada
- Sin bisfenol A

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Lave a mano solamente.

GIRE Y LEVANTE PARA INTERCAMBIAR TODOS LOS NÚCLEOS

MyBev es un sistema con patente en trámite de núcleos intercambiables. Todos los productos MyBev aceptarán núcleos intercambiables de cualquier otro producto MyBev. Único al sistema MyBev, todos los productos permiten que los núcleos sean insertados sin removiendo la parte superior. Busque el logotipo MyBev y haga a MyBev su sistema de bebida.

 A nosotros nos gusta Facebook www.facebook.com/PrimulaProducts y publica tus momentos extraordinarios.

Epoca
INTERNATIONAL, INC.
Boca Raton, FL 33487
Hecho en China

MyBev
Interchangeable Cores™

VISITA PRIMULAPRODUCTS.COM



Busque nuestro adicional accesorio Infusor de Té, Núcleo para Preparación en Frio e Infusor de Sabores.